

Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Usp18 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umw8

Número do item: CM0022495

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-USP18 de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com USP18 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a função da protease específica para ISG15 na sinalização do interferon e na regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	USP18 Rabbit pAb
Observações/Alias	ISG43; UBP43; PTORCH2; USP18
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11274
ID do Gene	11274
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da USP18 humana (NP_059110.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UMW8
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo