

Anticorpo Policlonal De Coelho Vangl2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UIk5

Número do item: CM0026080



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a VANGL2 (Estrabismo 1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta VANGL2 humano e de camundongo. Ideal para pesquisa de polaridade planar celular, desenvolvimento do tubo neural e morfogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho VANGL2
Observações/Apelido	LPP1; LTAP; STB1; STBM; STBM1; VANGL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57216
GeneID	57216
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do VANGL2 humano (NP_065068.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9ULK5
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo