

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Veph1 Para Wb E Elisa - Q14D04

Número do item: CM0015871

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-VEPH1 para Western blot e ELISA. Tem como alvo a proteína VEPH1 (MELT) humana e apresenta reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas sobre a sinalização de TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-VEPH1
Observações/alias	MELT; VEPH; VEPH1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	79674
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 448-547 da VEPH1 humana (NP_078897.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q14D04
Peso molecular da proteína	95 kDa
Transporte	Bolsa de gelo