


Anticorpo Policlonal Coelho Vip Para Wb, Ihc-P, Elisa - P01282

Número do item: CM0017706



introdução

O Anticorpo Policlonal Coelho VIP é um anticorpo policlonal validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com VIP humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de neuropeptídeos e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho VIP
Observações/Apêndice	PHM27; VIP
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7432
GeneID	7432
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-170 do VIP humano (NP_003372.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01282
Peso Proteico	19 kDa
Envio	Em saco de gelo