


Vldlr Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P98155

Número do item: CM0030111



introdução

VLDLR Rabbit pAb, específico para o receptor de lipoproteína de muito baixa densidade humana e de murino, adequado para WB e ELISA. Regente chave para investigação do metabolismo lipídico, sinalização Reelin e migração neuronal. Obtido a partir da plataforma de matérias-primas para IVD "all-in-one" da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	VLDLR Rabbit pAb
Observações/Alias	CAMRQ1; CARMQ1; CHRMQ1; VLDL-R; VLDLRCH; VLDLR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7436
GeneID	7436
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente a uma sequência contendo aminoácidos 833-869 de VLDLR humano (NP_003374.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P98155
Peso Proteico	96kDa
Envio	Saco de gelo