

Pab De Coelho Anti-Xpo7 Para Wb E Elisa - Q9Uia9

Número do item: CM0021979

introdução

O pAb de coelho anti-XPO7 é um anticorpo policlonal contra a exportina-7 humana (RANBP16), validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Utilizado para o estudo dos mecanismos de transporte nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-XPO7
Observações/Apelido	EXP7; RANBP16; XPO7
Espécie	Humana
GeneID (humano)	23039
GeneID	23039
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1000 e o C-terminal da XPO7 humana (NP_055839.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9UIA9
Peso da proteína	124 kDa
Transporte	Bolsa de gelo