

Anticorpo Policlonal De Coelho Ythdf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y5A9

Número do item: CM0020132



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra YTHDF2 humano, um leitor de RNA m6A que regula a estabilidade do mRNA. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de epitranscriptômica e biologia de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YTHDF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DF2, CAHL, HGRG8, NY-REN-2, YTHDF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51441
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 143-243 do YTHDF2 humano (NP_001166599.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5A9
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de gelo