

Ywhaz/14-3-3 Zeta/Delta Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P63104

Número do item: CM0018139



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o YWHAZ/14-3-3 zeta/delta humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar vias de sinalização, fosforilação e interações proteicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	YWHAZ Rabbit pAb
Observações/Apelido	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHAZ
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7534
GeneID	7534
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P63104
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco com gelo