

Anticorpo Policlonal De Coelho Para 2'-O-Metilcitidina/Cm Para Aplicações Em Dot Blot E Elisa

Número do item: CM0000020

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à 2'-O-metilcitidina (Cm), um nucleosídeo modificado. Adequado para aplicações de dot blot (DB) e ELISA com reatividade cruzada independente de espécie. Ideal para pesquisa em epitranscriptômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	2'-O-metilcitidina/ Cm Rabbit pAb
Observações/Apelido	Cm; 2'-O-metilcitidina; 2'-O-metilcitidina/ Cm
Espécie	Humano
Imunógeno	Compostos químicos
Origem	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Bolsa de gelo