

Anticorpo Policlonal De Coelho 2'-O-Metilguanosina (Gm) Para Dot Blot E Elisa

Número do item: CM0000024

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a modificação 2'-O-metilguanosina (Gm). Adequado para aplicações de dot blot (DB) e ELISA. Reatividade independente de espécies, ideal para pesquisas de epitranscriptômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	2'-O-Metilguanosina(Gm) pAb de Coelho
Espécie	Humano
Imunógeno	Compostos químicos Gm
Fonte	Coelho
Categoria	Outros Anticorpos Modificados
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Saco com gelo