

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Para 4-Hidroxinonenal (4-Hne) Para Wb, If/Icc, If-P E Citometria De Fluxo (Intracelular)

Número do item: CM0000068

### introdução

O Anticorpo Monoclonal de Coelho para 4-Hidroxinonenal (4-HNE) é uma ferramenta independente de espécie para detecção de adutos de peroxidação lipídica. Validado para WB, IF/ICC, IF-P e citometria de fluxo intracelular, é ideal para pesquisa de estresse oxidativo e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                               |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de Coelho para 4-Hidroxinonenal |
| Observações/Alias   | 4-HNE                               |
| Imunógeno           | Compostos químicos                  |
| Origem              | Coelho                              |
| Categoria           | Outros Anticorpos Modificados       |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, IF-P, FC (intra)        |
| Reatividade Cruzada | Independente de espécie             |
| Envio               | Bolsa de gelo                       |