

Anticorpo Policlonado De Coelho Contra 5-Metilcitidina/M5C - M5C

Número do item: CM0020217

introdução

Anticorpo policlonado de coelho independente de espécie contra 5-metilcitidina (m5C) para aplicações de dot blot (DB) e ELISA. Adequado para estudos de metilação de DNA/RNA em ambientes diagnósticos e de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	5-metilcitidina/m5C Rabbit pAb
Imunógeno	Compostos químicos m5C
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Envio	Bolsa de gelo