

5-Metilcitosina (5Mc) Coelho Pab - 5Mc

Número do item: CM0021209

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à 5-Metilcitosina (5mC), aplicável em dot blot (DB) e ELISA. Reatividade cruzada independente de espécie permite amplas aplicações em pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	5-Metilcitosina (5mC) Coelho pAb
Imunógeno	Compostos químicos 5mC
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Independente de espécie
Transporte	Saco de gelo