

Anticorpo Monoclonal De Coelho 5T4 Para Wb E Elisa - Q13641

Número do item: CM0003947



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra 5T4 humano (TPBG), validado para Western blot e ELISA. Ideal para biologia do câncer, sinalização Wnt e pesquisa de trofoblastos - Q13641.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	5T4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	5T4; M6P1; 5T4AG; WAIF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7162
ID do Gene	7162
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 321-420 do 5T4 humano (Q13641).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13641
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo