

Anticorpo Monoclonal Cojugado A 647 Coelho Anti-Humano Btn3A1/2/3 Para Fc - O00481 / P78410 / O00478

Número do item: CM0011527



introdução

Anticorpo monoclonal de alta qualidade conjugado a 647, direcionado ao BTN3A1/2/3 humano (CD277) para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa em ativação de células T, imunidade adaptativa e imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano BTN3A1/2/3 647
Observações/Apêndice	BTF5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Espécie	Humano
GeneID	11119/11118/10384
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 470-630 do BTN3A1 humano (NP_008979.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00481/P78410/O00478
Peso Molecular da Proteína	58kDa
Envio	Saco de gelo