


A-Synuclein Rabbit Pab - P37840

Número do item: CM0025876



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti- α -Synuclein validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Detecta α -Synuclein humano, de camundongo e de rato, uma proteína neuronal que regula o tráfego de vesículas sinápticas e a liberação de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	α -Synuclein Rabbit pAb
Observações/Apelido	PD1; NACP; PARK1; PARK4; α -Synuclein
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6622
GeneID	6622
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-140 da alfa-sinucleína humana (NP_000336.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37840
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo