


Abcc8 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - Q09428

Número do item: CM0026455



introdução

ABCC8 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal validado para WB e ELISA, reconhecendo ABCC8/SUR1 humano com reatividade cruzada para camundongo. Essencial para pesquisa de secreção de insulina e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABCC8 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HI; SUR; HHF1; MRP8; PHH1; SUR1; ABC36; HRINS; PNDM3; TNDNDM2; SUR1delta2; ABCC8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6833
GeneID	6833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 700-1000 do ABCC8 humano (NP_000343.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q09428
Peso da Proteína	177kDa
Envio	Saco de gelo