

Anticorpo Policlonal De Coelho Abcf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nuq8

Número do item: CM0019305

introdução

O pAb de Coelho ABCF3 é um anticorpo policlonal adequado para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Detecta ABCF3 humano, de camundongo e de rato, uma proteína envolvida na defesa antiviral contra flavivírus. Ideal para pesquisas de imunodeteção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	ABCF3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	EST201864; ABCF3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55324
GeneID	55324
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do ABCF3 humano (NP_060828.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NUQ8
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco com gelo