

Anticorpo Policlonal De Coelho Abhd12 Para Wb, Elisa - Q8N2K0

Número do item: CM0023224

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho ABHD12 validado para WB, ELISA. Direciona o ABHD12 humano, reage cruzadamente com rato. Adequado para estudar a função da lipase de lisofosfatidilserina em pesquisas neurológicas e de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ABHD12 Coelho pAb
Observações/Apelido	PHARC; ABHD12A; BEM46L2; hABHD12; C20orf22; dj965G21.2; ABHD12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26090
GeneID	26090
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-250 do ABHD12 humano (NP_056415.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8N2K0
Peso Proteico	45kDa
Envio	Saco de gelo