

Pab De Coelho Contra Abhd5 - Q8Wts1

Número do item: CM0028867

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ABHD5 (CGI-58, Q8WTS1), validado para WB e ELISA, com reação cruzada com espécies humana e de camundongo. Suporta pesquisa de metabolismo lipídico, regulação de triacilgliceróis e diferenciação de queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra ABHD5
Observações/Alias	CGI58; IECN2; NCIE2; ABHD5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	51099
GeneID	51099
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-349 da ABHD5 humana (NP_057090.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q8WTS1
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo