

Acbd5 Coelho Pab - Q5T8D3

Número do item: CM0012864



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ACBD5 humano (Q5T8D3). Validado para Western blot e ELISA; adequado para pesquisa de pexofagia, metabolismo lipídico e peroxissomos. Reage cruzadamente com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ACBD5 Coelho pAb
Observações/Apelido	RDLKD; ACBD5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	91452
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-440 do ACBD5 humano (NP_663736.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5T8D3
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo