


Anticorpo Monoclonal Coelho Ace1 Para Wb, Ip, Elisa - P12821

Número do item: CM0002240



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à enzima conversora de angiotensina humana (ACE1, CD143). Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Validado para western blotting, imunoprecipitação e ELISA. Ideal para pesquisa de pressão arterial e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho ACE1
Observações/Apelido	DCP; ACE1; DCP1; CD143
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1636
GeneID	1636
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1200-1306 da ACE1 humana (P12821).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P12821
Peso Proteico	150kDa
Envio	Saco de gelo