

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Acetil-Alfa Tubulina K40 (Q71U36) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000175



### introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao K40 acetilado da alfa-tubulina humana (TUBA1A, Q71U36). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em citoesqueleto e neurobiologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Acetil-alfa Tubulina -K40 mAb de coelho                                                                      |
| Observações/Alias   | LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetil-alfa Tubulina -K40                                                            |
| Espécie             | Humano                                                                                                       |
| GeneID (Humano)     | 7846                                                                                                         |
| GeneID              | 7846                                                                                                         |
| Imunógeno           | Peptídeo sintético Um peptídeo acetilado sintético ao redor do K40 da alfa Tubulina humana (NP_001257328.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Acetilados                                                                                        |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                     |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                     |
| SWISS               | Q71U36                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 50 kDa                                                                                                       |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                 |