

Acetil-Alfa Tubulina (K40) Pab De Coelho (Q71U36) Para Wb, If-P, Elisa

Número do item: CM0000108



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a lisina 40 acetilada da alfa-tubulina humana (TUBA1A, Q71U36). Validado para WB, IF-P e ELISA; reage de forma cruzada com tubulina de rato e camundongo. Ideal para estudos de acetilação e dinâmica de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-alfa Tubulina -K40 pAb de Coelho
Observações/Apelido	LIS3; TUBA3; B-ALPHA-1; Acetil-alfa Tubulina -K40
Espécie	Humano
GeneID	7846
Imunógeno	Peptídeo sintético acetilado em torno de K40 da alfa Tubulina humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q71U36
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo