


Anticorpo Policlonais De Coelho Para Acetil-Brd4 (K332) (Swiss O60885) | Wb, Elisa - Detecção De Acetilação De Brd4

Número do item: CM0000116



introdução

O Acetil-BRD4-K332 Rabbit pAb (O60885) detecta especificamente o BRD4 acetilado na lisina 332 em amostras humanas e de camundongo. Validado para Western Blot e ELISA, este anticorpo é ideal para o estudo da regulação epigenética e mecanismos de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-BRD4-K332 Rabbit pAb
Observações/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Acetil-BRD4-K332
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23476
GeneID	23476
Imunógeno	Pepídeo Sintético Um peptídeo acetilado sintético ao redor do K332 do BRD4 humano (NP_490597.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60885
Peso da Proteína	152kDa
Envio	Bolsa de gelo