

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Dnmt1 (K1127/K1129/K1131/K1133) (P26358) Para Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000115



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra DNMT1 acetilada em K1127, K1129, K1131, K1133 (UniProt P26358). Validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo, rato. 183 kDa. Ideal para estudos de metilação do DNA e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADCADN; m.Hsal; Acetil-DNMT1-K1127/K1129/K1131/K1133
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1786
GeneID	1786
Imunógeno	Um peptídeo acetilado sintético em torno de K1127 & K1129 & K1131 & K1133 da DNMT1 humana (NP_001124295.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26358
Peso Proteico	183kDa
Envio	Saco de gelo