

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H1.4-K26 (P10412) | Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000152



introdução

pAb de Coelho Anti-Acetil-Histona H1.4-K26 (P10412) validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisas de epigenética e cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Acetil-Histona H1.4-K26
Observações/Apelido	H1E; H1.4; H1F4; RMNS; H1s-4; HIST1H1E; dJ221C16.5; Acetil-Histona H1.4-K26
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3008
GeneID	3008
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo acetilado sintético em torno de K26 da Histona H14 humana (NP_005312.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10412
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco com gelo