


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H2A (K5) (P04908/P0C0S8) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000167



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a lisina 5 acetilada (K5ac) da Histona H2A humana (SWISS P04908/P0C0S8). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato e ampla gama de espécies prevista. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H2A-K5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H2A/c; H2AFC; H2AC11; H2AC15; H2AC16; H2AC17; HIST1H2AI; Acetil-Histona H2A-K5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H2A
GeneID	3012/8329
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo acetilado sintético em torno de K5 da Histona H2A humana (NP_003508.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P04908/P0C0S8
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo