


Acetil-Histona H2B-K12 Coelho Pab (P62807/Q16778) Para Wb, Ihc-P, Chip

Número do item: CM0000110



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para histona H2B acetilada na lisina 12 (P62807/Q16778). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP. Reage com humano, rato, rato e outras espécies. Ideal para pesquisa em cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H2B-K12 Coelho pAb
Observações/Apelido	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetil-Histona H2B-K12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3017/8349
GeneID	H2B
Imunôgeno	Um peptídeo acetilado sintético em torno de K12 da Histona H2B humana (NP_003519.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	P62807/Q16778
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo