


Acetyl-Histone H2B-K15 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa | P62807/Q16778

Número do item: CM0000100



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a lisina 15 acetilada da Histona H2B (SWISS: P62807/Q16778). Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Previsto para reagir com humano, camundongo, rato e outras espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Acetyl-Histone H2B-K15 pAb de Coelho
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H2B
GeneID	3017/8349
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo acetilado sintético em torno de K15 da histona H2B humana (NP_003519.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	P62807/Q16778
Envio	Saco de gelo