


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H2B-K20 (P62807/Q16778) Para Wb, Elisa, Chip

Número do item: CM0000162



introdução

O Acetyl-Histone H2B-K20 Rabbit pAb detecta especificamente a lisina 20 acetilada da Histona H2B humana (SWISS P62807/Q16778). Validado para WB, ELISA e ChIP em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa epigenética e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetyl-Histone H2B-K20 Rabbit pAb
Observações/Apelido	H2B; H2BE; H2BQ; GL105; H2B.1; H2BFQ; H2BGL105; H2B-GL105; HIST2H2BE; Acetyl-Histone H2B-K20
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H2B
GeneID	3017/8349
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo acetilado sintético em torno de K20 da Histona H2B humana (NP_003519.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62807/Q16778
Peso Molecular da Proteína	14kDa
Envio	Em saco de gelo