

Anticorpo Policlonal De Coelho Acetyl-Histone H2B-K5 (P62807/Q16778) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000127



introdução

pAb de Coelho Acetyl-Histone H2B-K5 da CamelBio, específico para lisina 5 acetilada da histona H2B humana (SWISS P62807/Q16778), adequado para aplicações de Western blot, IHC, IF/ICC e ELISA. Prevista ampla reatividade cruzada com humano, camundongo, rato e outras espécies para pesquisa epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Acetyl-Histone H2B-K5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H2B
GeneID	3017/8349
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo acetilado sintético em torno de K5 da Histona H2B humana (NP_003519.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	P62807/Q16778
Envio	Saco com gelo