

Anticorpo Monoclonal De Coelho Acetil-Histona H3-K14 (Q16695 / P68431) Para Wb, Db, Chip, Elisa

Número do item: CM0000096



introdução

mAb de Coelho Acetil-Histona H3-K14 validado para WB, DB, ChIP, ELISA. Reconhece o K14 acetilado da Histona H3 humana (Q16695/P68431) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Acetil-Histona H3-K14
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo acetilado sintético em torno do K14 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo