


Anticorpo Monoclonal De Coelho Acetil-Histona H3-K14 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, Elisa

Número do item: CM0000182



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Histona H3 acetilada na lisina 14, validado para WB, IF-P, IHC-P, ChIP e ELISA. Reage de forma cruzada com humanos, camundongos e ratos. Essencial para pesquisa epigenética e estudos de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K14 mAb de coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K14
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo acetilado sintético ao redor do K14 da H3 humana (NP_003520.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo