

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Acetil-Histona H3 (K14) | Q16695 / P68431 | Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000155



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Histona H3 acetilada na lisina 14 (K14). Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta espécies humanas, murinas, de rato e outras (ampla faixa prevista). Ideal para pesquisas epigenéticas e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K14 Rabbit pAb
Observações/Alias	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K14
Espécie	Humana
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo acetilado sintético ao redor da K14 da H3 humana (NP_003520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato, Outras (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo