


Acetil-Histona H3-K18 (P68431/Q16695) Mab De Coelho | Western Blot, Chip, Elisa

Número do item: CM0000130



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao K18 acetilado da Histona H3 (P68431/Q16695). Validado para WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag com ampla reatividade entre espécies. Ideal para pesquisa epigenética e perfil de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K18 mAb de coelho
Observações/Alíase	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetil-Histona H3-K18
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo acetilado sintético ao redor do K18 da Histona H3 humana (P68431).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Prevista ampla faixa)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo