


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Histona H3-K18 Acetilada (Q16695/P68431) | Validado Para Wb, Ihc, Chip, Elisa

Número do item: CM0000187



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que reconhece a lisina 18 (K18) acetilada da Histona H3 humana (Swiss-Prot Q16695/P68431). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ChIP e ELISA. Prevista ampla reatividade cruzada com humano, camundongo, rato e outras espécies.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Histona H3-K18 Acetilada
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Histona H3-K18 Acetilada
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo acetilado sintético em torno da K18 da Histona H3 humana (NP)003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Saco com gelo