


Anticorpo Monoclonal De Coelho Acetil-Histona H3 (K23) (Q16695 / P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000184



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho detecta especificamente a histona H3 acetilada na lisina 23 (H3K23ac), com ampla reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para aplicações de Western blot, IF/ICC e ELISA em pesquisa epigenética e estudos de dinâmica da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K23 mAb de coelho
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; H3C1; Acetil-Histone H3-K23
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo acetilado sintético ao redor de K23 da Histona H3 humana (P68431).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	16kDa
Envio	Bolsa de gelo