

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H3-K23 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000120



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Acetil-Histona H3-K23 (SWISS: Q16695/P68431) para Western blot, IHC-P, IF/ICC, ELISA e ChIP. Reage de forma cruzada com humano, rato, rato e espécies de ampla gama previstas. Componente central do nucleossomo com papéis críticos na regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K23 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K23
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunogênio	Um peptídeo sintético acetilado em torno de K23 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Molecular da Proteína	15kDa
Envio	Em saco de gelo