

Anticorpo Monoclonal De Coelho Acetil-Histona H3-K27 Para Chip, Wb E Ihc (Swiss: Q16695 / P68431)

Número do item: CM0000176



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para o sítio que reconhece a lisina 27 acetilada (K27ac) na histona H3 (SWISS Q16695/P68431). Validado para WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq. Ampla reatividade cruzada prevista (Humano, Rato, Camundongo). Adequado para pesquisa em biologia epigenética e da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K27 mAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K27
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunogénio	Peptídeo acetilado sintético em torno da K27 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Saco de gelo