


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Histona H3-K27 Acetilada (Q16695 / P68431) Para Wb, Ihc-P, Chip

Número do item: CM0000150



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a lisina 27 acetilada da Histona H3 (Q16695/P68431). Adequado para WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reage com humano, camundongo, rato e outras espécies. Ideal para estudos epigenéticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Histona H3-K27 Acetilada
Espécie	Humano
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo acetilado sintético em torno da K27 da Histona H3 humana (P68431)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo