


Anticorpo Monoclonal De Coelho Acetil-Histona H3-K27 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip, If, Ihc

Número do item: CM0000197



introdução

mAb de Coelho Acetil-Histona H3-K27 (SWISS Q16695/P68431) validado para WB, ChIP, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP-seq, CUT&Tag. Reage cruzadamente com Humano, Camundongo, Rato. Ideal para pesquisa de modificação de histonas e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Acetil-Histona H3-K27
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K27
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo acetilado sintético em torno de K27 da Acetil-Histona H3-K27 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo