

Anticorpo Policlonal De Coelho Acetil-Histona H3-K27 (Q16695/P68431) Para Wb, Chip-Seq, Elisa

Número do item: CM0000200



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a histona H3 acetilada em Lys27 (SWISS Q16695/P68431). Validado para múltiplas aplicações, incluindo WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP e ChIP-seq. Reatividade cruzada de espécies ampla prevista. Ideal para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K27 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K27
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo acetilado sintético em torno da K27 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco com gelo