


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H3-K36 (Q16695/P68431) Para Wb, If/Icc, Elisa

Número do item: CM0000146



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à lisina 36 acetilada da Histona H3 humana (Q16695/P68431). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; prevê-se reatividade cruzada com humano, rato, rato e outras espécies. Adequado para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K36 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K36
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo acetilado sintético em torno da K36 da Histona H3 humana (NP_003484.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Amplio Espectro Previsto)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Remessa	Saco de Gelo