

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H3 (K36) (Q16695/P68431) Para Wb E Elisa

Número do item: CM0000178



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a lisina 36 acetilada da histona H3 (SWISS: Q16695/P68431). Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada ampla prevista entre espécies. Para aplicações de pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Acetil-Histona H3-K36
Observações/Apeliido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K36
Espécie	Humano
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunogénio	Um peptídeo acetilado sintético em redor de K36 da histona H3 humana (NP_003520.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de gelo