

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Acetil-Histona H3-K4 (Q16695/P68431) Para Wb, Ip, Ihc, Chip, Elisa

Número do item: CM0000158



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a histona H3 acetilada na lisina 4 (Acetil-Histona H3-K4). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Peso alvo ~15 kDa. Adequado para pesquisa epigenética e de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K4 mAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo acetilado sintético ao redor de K4 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo