

Acetil-Histona H3-K4 Coelho Pab (Q16695 / P68431) Para Wb, If, Elisa, Chip

Número do item: CM0000161



introdução

Acetil-Histona H3-K4 Policlonal Anticorpo de Coelho (Q16695/P68431) detecta acetil-H3K4 endógeno. Validado para WB, IF/ICC, ELISA e ChIP em humanos, camundongos e ratos, com ampla reatividade cruzada prevista.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K4 Coelho pAb
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo acetilado sintético ao redor de K4 da Histona H3 humana (NP_003484.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15 kDa
Envio	Bolsa de gelo