

Anticorpo Policlonal De Coelho Para Acetil-Histona H3 (K4/K9/K14/K18/K23/K27) (Q16695 / P68431) Para Wb, Elisa

Número do item: CM0000166



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-acetil-histona H3 direcionado às modificações K4, K9, K14, K18, K23, K27. Validado para WB e ELISA com ampla reatividade cruzada (humano, camundongo, rato). Ideal para pesquisa em epigenética e estudos de cromatina. Proteína de 15 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 pAb de coelho
Observações/Apelido	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Acetil-Histona H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	H3
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo acetilado sintético ao redor de K4 & K27 da Acetil-Histona H3-K4/K9/K14/K18/K23/K27 humana (NP_003520.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Ampla Faixa Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15kDa
Envio	Saco de gelo