

Anticorpo Monoclonal De Coelho Acetyl-Histone H3-K56 (Q16695 / P68431) Para Chip, Wb, If

Número do item: CM0000105



introdução

O mAb de coelho Acetyl-Histone H3-K56 (clon A22565) reconhece a lisina 56 acetilada da Histona H3 humana (Q16695/P68431). Validado em ChIP-seq, WB, IF e CUT&Tag para pesquisa em epigenética. Reage cruzadamente com camundongo, rato e uma ampla gama de espécies previstas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de Coelho Acetyl-Histone H3-K56
Observações/Apelido	H3.4; H3/g; H3FT; H3t; HIST3H3; Histona H3; HIST1H3A; Acetyl-Histone H3-K56
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8290/ 8350
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo acetilado sintético em torno de K56 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, DB, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outro (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco de gelo