

Anticorpo Policlonal De Coelho Acetil-Histona H3-K56 (Q16695/P68431) Para Pesquisa Em Epigenética | Wb, Chip, Elisa

Número do item: CM0000203



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para acetilação, direcionado à histona H3 acetilada na lisina 56. Validado para Western blot, IF/ICC, ELISA e ChIP, com ampla reatividade cruzada. Ideal para estudos de cromatina e modificações epigenéticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Acetil-Histona H3-K56 pAb de Coelho
Observações/Apelido	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; Acetil-Histona H3-K56
Espécie	Humano
GeneID (humano)	genes da família H3C; H3-4 (HIST3H3)
GeneID	8290/8350
Imunógeno	Um peptídeo acetilado sintético em torno da K56 da histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Acetilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Outros (Faixa Ampla Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso da Proteína	15 kDa
Envio	Saco com gelo